



Yes, you can.®

> Invacare® *Bora*™

Compacta, desmontable y rápida ; la mejor solución para una vida activa!

Las reducidas dimensiones y el concepto modular de la nueva *Invacare® Bora™* le llevarán allá donde quiera ir y con toda seguridad. Esta silla es única tanto por sus resultados de conducción - con motores de hasta 10 km/h - como por su fácil desmontaje que le permite caber en los maleteros más pequeños sin necesidad de utilizar una rampa.

NOVEDAD





➤ **Funcional y desmontable para facilitar el mantenimiento y el transporte**

Gracias a su construcción robusta y práctica, el asiento se desacopla de la base motriz y las baterías se quitan con gran facilidad, deslizando sobre unas guías. Por lo tanto, la **Bora™** puede ser transportada en un vehículo pequeño sin necesidad de usar rampas. Esto permite también un fácil acceso a las partes mecánicas y electrónicas para reparar la silla.

➤ **Confort y resultados de conducción óptimos**

La posición del centro de gravedad, el tamaño de las ruedas y la electrónica permiten superar bordillos de 6 cm (sin subebordillos). Además, las suspensiones proporcionan un confort ideal en suelos irregulares. La silla **Bora™** está disponible en 2 versiones : motores 6 km/h para uso más bien interior o motores 10 km/h para maximizar los resultados de conducción en exteriores (Versión estándar).

➤ **Compacta y maniobrable**

Gracias a sus dimensiones reducidas, la silla electrónica **Bora™** es tan manejable en interiores como en exteriores y en espacios reducidos. Eligiendo las ruedas de 8", el ancho total de la silla es de 58 cm para facilitar el paso entre puertas.

➤ **Ocupa el mínimo espacio**

Con el fin de optimizar el almacenamiento de la silla en su garaje, su casa o en el maletero del coche, la base motriz puede ser colocada en posición vertical sin esfuerzo!



Características y opciones



Unidad de asiento abatible

Desacoplar la Unidad de asiento es un juego de niños: Tirar de la correa trasera, levantar el asiento, desconectar el cable del mando y desacoplar el asiento.



Respaldo abatible sobre el asiento

Al abatir el respaldo sobre el asiento queda bloqueado para ocupar el mínimo espacio y facilitar el transporte.




Baterías extraíbles

Para conseguir un fácil acceso a la electrónica, las baterías de 50 Ah se sacan de forma individual, deslizándose sin esfuerzo sobre unas guías. Además, la conexión se hace de forma automática.



Varios tipos de ruedas

El usuario puede elegir entre 2 tamaños de ruedas delanteras en función de sus necesidades. Para un uso más bien interior, elegir la versión 6 km/h con ruedas delanteras 200x45 (maciza) – ancho total 58 cm. Para un uso mayoritariamente exterior, se recomienda **la versión estándar 10 km/h con ruedas delanteras 230x60** (macizas o neumáticas) – Ancho total 61 cm.



Suspensiones

El confort y los buenos resultados de conducción están garantizados por las suspensiones laterales, incluso a velocidad alta.



Ancho total reducido

Gracias a las ruedas delanteras de 8" se consigue un ancho total es de 58 cm para facilitar el paso de la silla entre las puertas.



Ruedas antivuelco abatibles

Una característica útil y práctica para almacenar la silla en espacios reducidos.

Opciones de asiento



Asiento estándar : funcional y modular

Tapizado de respaldo regulable en tensión mediante cinchas de velcro. El tapizado del cojín de asiento de nilón negro. Respaldo abatible y bloqueado sobre el asiento.



Asiento FlexII: confort y prevención

La forma anatómica del respaldo optimiza el posicionamiento del usuario. El tapizado del cojín de respaldo y del asiento puede ser de Dartex® (material transpirable e impermeable) para una mejor prevención de escaras - o bien de tejido azul.



Asiento Firme

Con respaldo confort o tapizado ajustable en tensión.

Base de asiento rígida con cojín confort. Cojín **Invacare® Flo-Tech Lite** opcional.

Características Técnicas*

Asiento estándar	44 - 48 cm ¹	41, 46, 51 cm	46 cm ⁴	48 / 54 cm ⁴	29 - 36 cm ⁴	29 - 47 cm ^{4,5}	0° - 20°
Asiento Flex II	39 - 43, 44 - 48, 49 - 53 cm ²	43 - 51 cm	46 cm ⁴	56 cm ⁴	24 - 31 cm, 26 - 34 ⁴	29 - 47 cm ^{4,5}	0° - 20°
Asiento firme	44 - 48, 40 - 44, 34 - 37 cm ³	41, 46, 51 cm	46 cm ⁴	43 / 57 cm ⁴	19 - 32 cm ⁴	20 - 48 cm ^{4,5}	0° - 20°

Asiento estándar	-2°, 10°, 22°, 34°, 46°	59 / 62 cm ⁶	94 cm	116 cm ⁷	82 / 84 ⁶	98 kg ¹⁰	130 kg
Asiento Flex II	0° - 30°	59 / 62 cm ⁶	98 cm	116 cm ⁷	82 / 84 ⁶	94 kg ¹⁰	130 kg
Asiento firme	0° - 30°	59 / 62 cm ⁶	105 cm	116 cm ⁷	82 / 84 ⁶	91 kg ¹⁰	130 kg

50 Ah	160 cm	6 cm ⁸	15,8 %	2 x 230 W	30 km ⁹	6 / 10 km/h

- 1 Cojín de asiento 43 cm
- 2 Cojín de asiento 38 cm, 43 cm, 48 cm
- 3 Tapizado de asiento 43 cm, 39 cm, 33 cm
- 4 Medido sin cojín de asiento
- 5 Dependiendo del tipo de reposapiés
- 6 Dependiendo del tamaño de ruedas delanteras
- 7 Incluyendo reposapiés estándar
- 8 10 cm con Kit subbordillos
- 9 Acorde a ISO 7176
- 10 El peso total depende de la configuración

Colores de chasis



Negro



Azul transparente



Rojo eléctrico



Gris metalizado

Toda la información facilitada se supone correcta en el momento de la impresión. Invacare® se reserva el derecho a modificar las especificaciones del producto sin previo aviso.



INVACARE® S.A.
C/ Areny s/n - Polígon Industrial de Celrà - 17460 CELRÀ (Girona)
Tel. (34) 972 49 32 00 - Fax: (34) 972 49 32 00
E-Mail: contactsp@invacare.com - www.invacare.es

