



Yes, you can.®

> Invacare® *Action³ XTRA* **NOVEDAD**

Avance con la silla Invacare® *Action³ XTRA*

La nueva *Invacare® Action³ XTRA* es una silla manual ligera y plegable de aluminio diseñada para usuarios que disfrutan de una vida activa y que necesitan poca asistencia. Ofrece nuevas características como protectores de ropa antisalpicaduras, respaldo más corto, anchura total de asiento reducida, horquillas estrechas y aros de color, para acercarle a dicha actividad.



➤ Rendimiento y atracción

La silla *Invacare® Action³ XTRA* asegura unos resultados de conducción óptimos gracias a su chasis rígido y su peso ligero que proporcionan un fácil rodamiento y una gran maniobrabilidad. Estas características vienen completadas por un diseño moderno y atractivo.



➤ Ligereza

Partiendo de un peso de 12,75 kg, la silla *Action³ XTRA* aumenta el resultado de conducción. Gracias a esto se mejora la maniobrabilidad, el transporte y el almacenaje. De fácil plegar y desmontar, se puede llevar en un coche pequeño.

Características y opciones




Respaldo corto y fijo

Ajustable de 35 hasta 40 cm en altura, tapizado acolchado resistente con puños. La opción de tensor de respaldo da más soporte al usuario.



Aros de color


Los aros van a juego con el chasis, para un estilo personalizado y atractivo.



Protectores de ropa antisalpicaduras y ajustables en altura en estándar

Reposabrazos ajustables en altura y respaldo ajustable en tensión disponibles en opción.

Datos técnicos




38 / 40,5 / 43 /
45,5 / 48 / 50,5 cm



40 - 45 cm



41 / 43,5 / 46 /
48,5 cm



35 / 40 cm




35 - 48 cm




80°



7°




SW + 19 cm




87 cm



95,5 - 100 cm



28 cm



12,75 kg



max. 125 kg



7,2 kg



57,5 cm



Prueba de choque
ISO 7176-19*

Colores de chasis



Rojo oscuro



Azul zafiro



Antracita



Gris perla

Tapizado



Nylon negro

* Nuestras sillas de ruedas cumplen con la normativa ISO e ISO 10542, y tienen características adicionales que proporcionan un nivel de seguridad mayor para proteger al usuario que se queda en su silla de ruedas durante un viaje en un vehículo motorizado. Sin embargo, recomendamos a dichos usuarios que hagan una transferencia al asiento del coche para viajar, cada vez que sea posible.